

HYM-602 膳食纤维测定仪

一、产品简介：

HYM-602 膳食纤维测定仪着重解决了样品转移带来的误差问题，因此比滤袋式更可靠。集酶解、搅拌、加热、恒温、加液、沉淀、抽滤于一体，方便、准确、安全。该仪器符合GB/T5009.88。

二、主要特点：

- *全过程无需转移样品，避免操作误差；
- *集酶解、搅拌、加热、恒温、加液、沉淀、抽滤于一体；
- *移动式半圆形碳化硅加热器，加热快速稳定，操作安全；
- *直接采集控制酶解液体温度，将酶解效果达到预期状态；
- *7 寸超细彩屏，触摸式屏幕控制，界面前卫时尚清晰简单；
- *特制冷凝管：整合冷凝与加液一体，操作灵活方便；
- *防错界面设计：避免按错按钮导致的误操作，体现了人性化理念；
- *环境保护情况：无需恒温水浴和过滤瓶，无异味飘散，普通标准实验室即可；
- *防误差性能：无需样品转移，全部酶解及洗涤抽滤，直接在仪器上完成；
- *气动功能：无需搅拌器浸入样品，消除了样品粘在搅拌器上难以清洗造成的误差，也避免了晃动搅拌的危险，确保样品酶解彻底；
- *特制抽滤泵：多年行业经验推出配方原材料。适用于所有腐蚀性溶剂，使用范围更广；
- *升降温计时双系统：为膳食纤维检测量身设计的控温方式，打破常规的只能升温控制定时的模式，避免了降温控温时计时的误差；



三、技术参数：

型号	HYM-602
测试范围	0~100%;
样品数量	一次同时测试 1~6 个试样;
操作模式	智能控制;
样品称量	0.5~3.0g;
结果标准差	≤0.5%;
控温精度	±0.5℃; (保温状态下)
搅拌方式	气压搅拌、无干扰、无相互污染;
加热方式	移动式半圆式碳化硅加热器;
控温方式	升降温双系统控制;
测试时间	3 小时;
显示方式	7 寸液晶超细彩屏;
操控方式	触摸式;
额定功率	1300W;
额定电压	220V ± 10%, 50~60HZ;
外形尺寸	700×400×600 (mm)
重量	38kg;
标准配置:	主机 1 台、玻璃坩埚 12 只、坩埚架 1 只、坩埚架(带拉手)1 只、长颈漏斗 1308 8

膳食纤维测定仪近期部份用户名单

序	单位名称	序号	单位名称
1	内蒙古呼和哈达乳业	11	滇西应用技术大学普洱茶学院
2	江苏省菩德食品安全检测技术有限公司	12	四川省疾病预防控制中心
3	汕头市天悦食品工业技术研究院有限公司	13	中恩(天津)医药科技有限公司
4	上海清美绿色食品有限公司	14	新疆阿拉尔市第一师农业科学研究所
5	中粮无锡质检中心	15	湖南鼎誉检验检测有限公司
6	山西省食品药品检验所	16	内蒙古职业技术学院
7	河南省农科院农副产品加工研究所	17	烟台鼎丰生物科技有限公司
8	湖南省食品质量监督检验研究院	28	中国农业科学院农产品加工所
9	浙江农科院	19	温州市食品药品检验科学研究院
10	天津市食品研究所有限公司	20	西宁市农产品质量安全检测中心